

VITAMMY®

HARMONY

ЗВУКОВА ЗУБНА ЩІТКА

МОДЕЛЬ :TB8132-CE

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Перед використанням щітки, обов'язково ознайомтесь з інструкцією з використання.

ВСТУП

Дякуємо за вибір звукової зубної щітки Vitammy Harmony (TB8132-CE).
Дана інструкція з експлуатації містить важливу інформацію щодо безпечного використання та поради з належного застосування та догляду за придбаним виробом.

⚠ Перед першим використанням уважно прочитайте інструкцію з експлуатації

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Під час користування електроприладами, завжди дотримуйтеся основних правил безпеки, зокрема таких: Прочитайте всі інструкції, надані виробником.

- Переконайтесь, що напруга в мережі відповідає напрузі вказаній на пристрої.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом або інших травм, не використовуйте зарядний пристрій у ванній кімнаті та не занурюйте шнур та вилку приладу у воду чи інші рідини. Не занурюйте пристрій у воду.
- Не використовуйте зарядний пристрій, якщо його шнур чи вилка пошкоджені.
- Від'єднуючи зарядний пристрій від мережі тягніть за вилку на не за шнур.
- Не занурюйте зубну щітку в гарячу воду
- Даний пристрій може використовуватися дітьми з 8 років а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або браком досвіду і знань, якщо їм надано контроль або інструкція щодо безпечного використання пристрою і розуміння пов'язаної з ним небезпеки.
- Діти не повинні гратися з цим пристроєм.
- Чищення та обслуговування пристрою не повинно проводитись дітьми без нагляду дорослих.
- Не тисніть зубною щіткою на зуби та/або ясна з надмірною силою.
- Не чистіть одну ділянку протягом тривалого часу, щоб не пошкодити поверхню зубів і/або ясен.
- Перед кожним використанням перевіряйте зубну щітку на наявність пошкоджень.
- Якщо ви перенесли операцію або стоматологічну процедуру, перед використанням зубної щітки необхідна консультація стоматолога.
- Під час перших використань зубної щітки, ваші ясна можуть кровоточити. Якщо це не зникає після тижня використання зубної щітки, зверніться до лікаря.
- Якщо вам встановлено кардіостимулятор або інший імплантат, перед використанням пристрою зверніться до свого лікаря або виробника імплантованого пристрою.
- Це пристрій особистої гігієни, який не призначений для використання кількома особами.
- Рекомендовано замінювати головку щітки кожні 3 місяці.
- Акумулятор зубної щітки містить шкідливі речовини, тому зубну щітку слід утилізувати безпечним для навколишнього середовища способом. Не викидайте зубну щітку разом з побутовими відходами.

ОПИС ПРИСТРОЮ



ВСТАНОВІТЬ ГОЛОВКУ ЩІТКИ

Прикріпіть головку щітки, як показано на малюнку збоку



ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

1. Нанесіть зубну пасту на вимкнену зубну щітку.
2. Помістіть зубну щітку в рот і притисніть її щетиною до поверхні зубів.
3. Увімкніть зубну щітку за допомогою кнопки I/O і почніть чистити зуби.
⚠ УВАГА! Не натискайте на кнопки нігтями, оскільки це може пошкодити покриття корпусу щітки.
4. Зубна щітка буде працювати протягом 4 циклів по 30 секунд кожен, з короткою перервою між ними. Після останнього циклу, зубна щітка автоматично вимкнеться.
5. Після закінчення промийте головку щітки під проточною водою. Струсіть надлишок води з головки щітки та висушіть ручку рушником.

УВАГА! Пристрій призначений виключно для домашнього використання.

ЗМІНА РЕЖИМІВ РОБОТИ

Зубна щітка Vitammy Harmony має 3 режими очищення:

Режим Clean (Очищення)- ідеальний для щоденного чищення зубів та видалення нальоту з зубів (стандартний режим)

Режим Sensitive (Чутливий режим)-ніжний режим, розроблений спеціально для чутливих зубів, рекомендовано використовувати даний режим протягом перших тижнів користування зубною щіткою.

Режим Massage (Масаж)-поєднує в собі режим чищення зубів та масажування, для стимуляції ясен і поліпшення їх стану. Під час роботи щітки можна змінити режим роботи в такому порядку : **Clean** ->**Sensitive**-> **Massage**, натиснувши кнопку Увімкн/Вимкн.
Зубна щітка запам'ятовує останній обраний режим і наступне очищення почне з нього.

Примітка:Якщо зубна щітка розряджена, індикатор стану акумулятора буде блимати червоним кольором. Встановіть зубну щітку на зарядний пристрій та зарядіть її.

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- ⚠ Перед очищенням переконайтесь що кришка акумуляторно відсіку закрыта належним чином.
- ⚠ Очистіть корпус щітки та зарядну базу вологою тканиною
- ⚠ Промийте всю зубну щітку під проточною водою при температурі нижче 45°C.
ПРИМІТКА: ніколи не занурюйте всю зубну щітку у воду.
- Ніколи не використовуйте для очищення щітки м'які засоби.
- ⚠ УВАГА: не використовуйте для очищення щітки корозійні хімікати, грубі абразивні матеріали або металеві губки. Ми рекомендуємо замінювати насадку щітки кожні 3 місяці.**

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

1. Тримач зубної щітки Vitammy Harmony (TB8132-CE).
2. 1 x насадка для щітки
3. Зарядний пристрій
4. Посібник користувача

VITAMMY® HARMONY

УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ

 Це маркування вказує, що цей виріб не слід викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людей унаслідок неконтрольованої утилізації відходів, відповідально переробляйте їх, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних джерел.

Щоб отримати додаткову інформацію про пункти збору використаного обладнання, зверніться до місцевих органів влади або місцевого пункту утилізації побутових відходів.

СИМВОЛИ ТА ЗНАКИ

Попереджувальні знаки та символи, які є в посібнику та на самому пристрої, важливі для безпечного використання придбаного обладнання.

Їх значення пояснюються в таблиці нижче:

	Прочитайте інструкцію з експлуатації		Виробник
	Постійний струм		Імпортер
	Дата виготовлення		Подвійна ізоляція
	Серійний номер		Пристрій відповідає вимогам, зазначеним у відповідних директивах CE
	Відповідно до директиви WEEE 2012/19/EU: відпрацьоване обладнання має бути утилізовано відповідно до чинних норм.		

ГАРАНТІЯ

Пристрій	Vitammy Harmony (TB8132-CE).	
Продавець	Компанія Extreme Pride, м.Київ, Машинобудівна, 41 +38 (067) 654-32-86 (Viber, Telegram) service@extremepride.com.ua diagnostic@extremepride.com.ua	
Гарантія	Продавець запевняє Покупця, що прилад VITAMMY, на який поширюється ця гарантія, був розроблений і виготовлений відповідно до високих стандартів якості. Також запевняє покупця в тому, що пристрій належної якості, без дефектів матеріалів, які можуть перешкоджати його належній роботі. У разі виявлення дефектів, пошкоджень і несправностей протягом гарантійного терміну, Продавець безкоштовно відремонтує або замінить пристрій на новий у найкоротший термін, але не більше ніж за 14 днів.	
Гарантійний термін	Ця гарантія передбачає, що обладнання буде доставлено до сервісного центру за рахунок Покупця, безкоштовно відремонтовано та безкоштовно повернуто Покупцю.	
	Гарантійний термін пристрою становить 24 місяці	
Порядок дій у разі виявлення несправності	Гарантія не поширюється на частини та аксесуари, які зношуються під час нормального використання: насадка для щітки, акумулятор. Гарантія дійсна з дати покупки, підтвердженої доказом покупки, який повинен бути доданий до гарантійного талона. Ця гарантія діє на території України Щоб скористатися гарантією, протягом 14 днів з моменту виявлення дефекту зверніться на гарячу лінію для довідки та технічної підтримки для отримання допомоги та, якщо необхідно, ініціювання процедури реклаमाції. У рамках процедури розгляду рекламації, обладнання, на яке подано скаргу, слід надіслати на адресу сервісу, додавши цей гарантійний талон і доказ покупки. Для збереження чинності гарантії разом із пристроєм необхідно надати цей гарантійний талон (правильно заповнений і підписаний) і чек, що містить дату покупки та назву придбаного пристрою.	
На що не поширюється гарантія	Гарантія не передбачає будь-якої компенсації за пряму чи непряму шкоду, заподіяну особам або пристроям, коли пристрій не працював або перебував в обслуговуванні.	
	Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли через неправильну експлуатацію, використання виробу не за призначенням, на пошкодження, які виникли в зв'язку з неправильним зберіганням та обслуговуванням приладу, на несанкціоноване втручання в обслуговування, несанкціонований ремонт, модифікацію та зміну конструкції або порушення інструкцій, наведених у цьому посібнику.	
	Гарантія не поширюється на поломку виробу внаслідок зміни властивостей (зниження якості) елементів, що піддаються природному зносу.	
	Гарантійний ремонт не поширюється на дії, пов'язані з обслуговуванням і очищенням пристрою, описані в Посібнику користувача.	
Печатка та підпис продавця	Дата	Підпис

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

 Компанія Extreme Pride, м.Київ, Машинобудівна, 41
+38 (067) 654-32-86
(Viber, Telegram)
service@extremepride.com.ua
diagnostic@extremepride.com.ua

 Guang Dong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., LTD.
Південна дорога Чженхе, місто Леліу, район Шунде, місто Фошань, провінція Гуандун, Китай
Зроблено в Китаї / Made in China

